



RISANAMENTO LOCULI

In osservanza alle linee guida igienico-sanitarie

Il processo di **risanamento dei loculi** proposto da **Tecnofar Solutions** rappresenta una soluzione innovativa per il riutilizzo dei loculi cimiteriali dopo l'estumulazione, rendendoli nuovamente riconcedibili. Questo procedimento è stato sviluppato dall'azienda grazie a un'esperienza ventennale nel settore cimiteriale, che le ha consentito di collaborare con enti pubblici e privati per ottimizzare il riutilizzo dei loculi.

Il risanamento avviene tramite l'utilizzo di macchinari specializzati di proprietà dell'azienda, che intervengono esclusivamente dall'esterno del loculo, rispettando pienamente la normativa vigente in tema di igiene e salute. In particolare, tale normativa vieta agli operatori di entrare nel loculo per eseguire le operazioni di pulizia e disinfezione al suo interno. **Tecnofar Solutions**, impiegando materiali specifici e attrezzature moderne, garantisce un processo sicuro, efficace e conforme alle leggi, senza compromettere la salute degli operatori né l'integrità del loculo.

Questo processo, illustrato nelle pagine seguenti, è stato approvato dagli Enti preposti che certificano il riutilizzo dei loculi trattati e si suddivide nei seguenti trattamenti:

- Sistemazione del bordo anteriore del loculo (zona della tumulazione) e di piccole parti interne ammalorate;
- Passivazione dei ferri di armatura affioranti e ricostruzione del copriferro;
- Chiusura di eventuale foro posteriore per la vecchia ventilazione;
- Igienizzazione interno del loculo con detergente enzimatico con macchinario idoneo;
- Sanificazione con vapore a 165° con macchinario idoneo;
- Stesura di rivestimento impermeabilizzante monocomponente.

Inoltre la ditta **Tecnofar Solutions** propone le seguenti forniture e pose:

- Ossari/Cinerari in materiale leggero (alluminio);
- Loculi in materiale leggero (alluminio/ferro);
- Sigilli con pannelli di fibrocemento;
- Sigilli con pannelli di fibrocemento con sistema di areazione;
- Allestimenti lapidi;
- Vari sistemi per la posa delle lapidi per manufatti in c.a.



I NOSTRI SERVIZI

TRATTAMENTI PROPOSTI

- _ Sanificazione
- _ Passivazione ferri d'armatura affioranti
- _ Chiusura fori posteriori
- _ Idrolavaggio interno
- _ Realizzazione di guaina impermeabilizzante interna
- _ Sistemazione della bocca del loculo
- _ Ricostruzione dei copriferri
- _ Eliminazione tubo di ventilazione e relativa chiusura foro



**Sanificazione con disinfettante,
decontaminante e detergente per
dispositivi medici**



Passivazione ferri d'armatura




Ricostruzione dei copriferri

CHIUSURA FORO LOCULO



Macchinario per la chiusura dei fori presenti sul fondo dei loculi, mediante la posa di tappi in fibrocemento.



LAVAGGIO LOCULO CON ACQUA A 165°



Macchinario da utilizzare per le seguenti funzioni:

- _Getto di detergente per il lavaggio;**
- _Getto di vapore acqueo a 165°;**
- _Aspirazione di eventuale residuo di acqua**



STESURA



Stesura di guaina liquida sulle 5 pareti del loculo



FUGATRICE PER GUAINA



Ripresa di guaina liquida per gli angoli





**Guaina bituminosa liquida
per rendere il loculo stagno**



**Detergente enzimatico per
sanificare il loculo**



**Convertitore di ruggine per i
ferri ammalorati**




**Cemento strutturale per
riparare la sede dei ferri
ammalorati**

STRUTTURA PER LAPIDI



Visita il sito Cimital
per maggiori
informazioni



COBIT PER LOCULO



PROFILO ANCORAGGIO



MENSOLA SUPPORTO LAPIDI



CORAN

TUMULAZIONE



FILTRO AI CARBONI ATTIVI



LASTRA IN FIBROCEMENTO



RACCORDO PER FILTRO

BORCHIE E TARGHE



TARGHETTA NUMERAZIONE



BORCHIE



NUMERO IN OTTONE



TECNOFAR - Sede legale e amministrativa:
Via Villafontana, 28 - 37063 Isola Della Scala (VR)
Tel. 045.7301238 - 045.7300947
E-mail: info@tecnofar-solutions.com
www.tecnofar-solutions.com